



Sede Legale
Via Mancino,13
80038 Pomigliano D'Arco (NA)
P.IVA 02815981218
C.C.I.A.A. N°518638
Isc.Trib. NA768/94

Direzione Uffici
Via B. Brin,69
80142 NAPOLI
ITALIA
Tel.081.803.76.08
Tel.081.554.54.79

Deposito Laboratorio
Via Mauro Leone,1
80038 Pomigliano D'Arco (NA)
ITALIA



www.copierinngroup.it - info@copierinngroup.it - copierinngroup@pecwebmail.it

Sistema eliminacode Studi Medici




- Area 1 – Logo e nome dell'Attività;
- Area 2 – Logo Q-System e ora corrente;
- Area 3 – Situazione meteo con temperature;
- Area 4 – Visualizzazione delle chiamate;
- Area 5 – Ultime notizie (RSS);



QS-MICROPRINT

Dimensione schermo 8"
Cabinet ABS
Dimensioni 235x160x175 mm
NB: dimensioni senza piantana



CONSOLE VIRTUALE



**Sede Legale**

Via Mancino,13
80038 Pomigliano D'Arco (NA)
P.IVA 02815981218
C.C.I.A.A. N°518638
Isc. Trib. NA768/94

Direzione Uffici

Via B. Brin,69
80142 NAPOLI
ITALIA
Tel.081.803.76.08
Tel.081.554.54.79

Deposito Laboratorio

Via Mauro Leone,1
80038 Pomigliano D'Arco (NA)
ITALIA



www.copierinngroup.it - info@copierinngroup.it - copierinngroup@pecwebmail.it

Il sistema MICROTOUCH Micro-Entry rappresenta una nuova proposta nell'ambito dei sistemi multi servizio per Studi Medici Associati. Si tratta di una soluzione molto flessibile, caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo, il cui funzionamento è interamente basato sulla rete LAN esistente, limitando quindi al minimo le attività di cablaggio elettrico e dati. L'unità centrale è rappresentata dall'erogatore QS-MICROPRINT con touch-screen da 8" su cui è preinstallato il software di gestione SOFTMICRO comprensivo delle licenze per le console virtuali da installare sui PC dei singoli Medici. La visualizzazione delle chiamate viene effettuata tramite monitor LCD di tipo standard (monitor/TV) con ingresso HDMI, ai quali è collegato il modulo SUMMARYBOX. Il monitor presenta un layout standard completo di ora, meteo, news RSS, e consente la visualizzazione dello stato CODA di tutti i Medici, per una migliore comprensione da parte dei pazienti in attesa. I modelli di monitor proposti non sono soggetti al pagamento del canone RAI in quanto non dispongono di ricevitore del segnale video TV. A completamento del sistema sono disponibili display LCD 10" indicanti il numero chiamato da ciascuna postazione di lavoro. Il sistema MICROTOUCH è corredato di un software semplice ed intuitivo ed è comprensivo del modulo di chiamata vocale. Tale software andrà installato su un PC presente all'interno della rete LAN locale per il riconoscimento e la configurazione delle unità hardware. In osservanza alle disposizioni di legge, tutti gli articoli della linea ICROTOUCH Micro-Entry sono provvisti di dichiarazione di conformità CE



www.copierinngroup.it

www.pecwebmail.com

www.timbribrother.it

www.toneretoner.it